

ColostroCheck

Kritzinger

Nur gute Kolostrum-Qualität
bringt gesunde Kälber.

Warum es wichtig ist, Kolostrum-Qualität zu messen!

Viele Kälber werden krank und haben Durchfall, weil sie mit schlechter Kolostrum-Qualität versorgt worden sind. 50% der Kühe haben schlechtes Kolostrum. Auch eine Erhöhung oder Verdoppelung der gefütterten Kolostrummenge schützt die jungen Tiere nicht, weil bei größeren Mengen das Kolostrum im Darm schlechter verwertet wird.


Man muss die Qualität messen damit man:

- bei schlechter Qualität aufgetautes Qualitätskolostrum verfüttert.
- bei guter Kolostrum-Qualität die Kuh ausmelkt und das überschüssige Kolostrum einfriert.


Ab einer Durchlaufzeit von mindestens 24 Sekunden handelt es sich um gute Kolostrum-Qualität. Nur gute Kolostrum-Qualität bringt gesunde Kälber.

Wie funktioniert es?

1. Trichter komplett in Kolostrum tauchen.



2. Kolostrum durchlaufen lassen & Zeit stoppen.



24 sec. oder mehr = Gute Qualität

- Kuh ausmelken.
- Kalb trinkt 2 Liter.
- überschüssiges Kolostrum einfrieren.



0-23 sec. = Schlechte Qualität

- Gefrorenes Qualitätskolostrum auftauen.
- Kalb trinkt 2 Liter.